

FAMILY

inada chair Medical 2002

Verdens første intelligente massasjestol som forstår kroppens behov



NYHET

Inada Medical 2004

Vibrasjon på armlener
Bedre massasje for sete
Brannsikert materiale

INADA MEDICAL 2002 ble introdusert i Japan i 2001 som verdens første massasjestol som tilpasser massasje-programmet individuelt. Stolen skreddersyr massasjen til din kropp og behov via infrarød teknologi.

En nytt vitenskapelig design. Benytter luftputer som presser blodet først jevnt opp fra leggene, for så å løse opp slik at blodet slipper ned igjen. Arbeider fra ankene og opp for å løse opp stivhet og forbedre blodsirkulasjonen i leggene.

Behandlingsprogram:

1. Fullbody Relief: Myker opp muskelgrupper som påvirker hele kroppen. Hjelper på slapphet gjennom stimulering av akupressurpunkter. Anbefales når du er slapp og trett.
2. Stiff Shoulders: Hjelper til å løse opp spenninger og stivhet rundt nakke og skuldre.
3. Lower Back Tension: Anbefales ved smerter og stivhet i korsrygg
4. Legs and Hips Fatigue: Stimulerer akupressurpunktene og løser opp stivhet i legger, lår og sete.
5. Akupressure: Rolig akupressurmassasje for hele kroppen.
6. Morning: Oppkvikkende program som stimulerer blodsirkulasjonen og skaper energi fra topp til tå. Anbefales med det samme du står opp om morgenen.
7. Night Time: Avslappende og nedstressende program som gjør deg klar for en god natts søvn. Anbefales rett før du kryper til køys.
8. Stimulerer setemuskulaturen direkte ved kombinasjon av vibrasjon og luftmassasje.

Justerbar fothviler

Fotstøtten reguleres slik at den passer lange og korte personer



Elektrisk justerbar rygg

Bruk håndkontrollen til å justere vinkelen på rygg og fotstøtte



Den kompakte, oversiktelige håndkontrollen gjør det enkelt å betjene INADA MEDICAL 2002/2004



Håndkontroll (lukket deksel)



Display
Viser program, hvilke punkter som blir massert, og teller ned tiden

Power
Strømtilførsel på og av. Hvis du trykker på knappen mens stolen masserer vil massasjerullene returnere til startposisjonen før strømmen slås av

Fotstøtte
Stiller vinkelen på fotstøtten

Stille skulderhøyde
Stiller om nødvendig øvre startposisjon når søket etter akupressurpunktene er ferdig

Behandlingsprogram
Velg en av fem behandlingsprogram

Slår av vibrasjonen i ryggen

Velværeprogram
Velg ett av tre velværeprogram

Åpent deksel for manuelle innstillinger



Justere bredde
Stiller massasjerullenes bredde

Justere opp/ned
Stiller høyden ved punkt massasje

Justere hastighet
Stiller hastighet ved Kneading, Tapping(1) og Kneading & Tapping operasjoner.

Justere styrke på legger
Stiller intensiteten på luftmassasjen for legger og sete i tre trinn.



173 cm



119 cm



74 cm

114 cm

Navn og modell	INADA MEDICAL 2002/2004
Spenning	240V
Strømforbruk	210W
Auto Timer	Ca. 15 minutter (varierende)
Størrelse oppreist	B74 cm x H114 cm x D119 cm
Størrelse utslått	B74 cm x H73 cm x D173 cm
Vekt	76 kilo
Vinkel utslått	Ca. 120° - 170° (valgfri)
Materiale	Slitesterk syntetisk skinn
Farger:	Sort og kremfarget

Når du bruker stolen:

Et garantikort følger med hver stol ved levering. Les innholdet nøye. Behold kortet og kvitteringen for betalt stol på et trygt sted. Du vil kunne trenge det ved reparasjoner i garantitiden. Tre års trygghetsgaranti til profesjonelt bruk. - Privatmarkedet 5 år i henhold til kjøpsloven. Farger kan variere fra produktarket. Spesifikasjoner kan bli forandret uten varsel i henhold til produsentens produktutvikling.

⚠ SIKKERHET

Les bruksanvisningen nøye før du tar stolen i bruk slik at du sikrer deg trygg og riktig bruk. Fothvileren er ikke beregnet til å klatre i eller sitte på. Start gjerne med en lett manuell massasje (ikke program). Føler du deg uvelly eller i løpet av behandlingen - avslutt straks.

Følgende personer må ikke benytte massasjestolen: Personer med alvorlige blodsirkulasjonsproblemer som blodpropp etc. Personer med langt fremskredet benskjørhet og graviditet. Er du syk eller til behandling - spør din lege før du tar massasje.